内蒙古自治区病理专业医疗质量控制中心 培训文档

Gallery 数字切片库(用户端) 操作流程

2024年9月



1、登录:输入内蒙古质控中心网站 https://nmgblzkzx.chinapathology.cn
选择【质控登录】,登录方式【手机号、密码】

可一键	切换Gallery
内蒙古自治区会诊平台	▲ MoticDSM 质控平台 操作说明 自建读片会 Gallery - 「↓
测试专家用户 ~	测试医院用户 / 首页
测试医院用户 ^	
首页	
常规病例	10.
冰冻病例	9月病運系统分类统计 9月专家诊断例数统计
宫颈细胞病例	
非妇科细胞病例	
组化病例	

或输入网址 https://nmg.chinapathology.cn/MoticGallery

GALLERY	Q 空间名称 Q •	我的空间

2、进入个人空间后新建专辑,以"考试"专题为例

名称		
考试专辑		
□ 仅专辑内主题授权的用	户可见	

3、点击进入"考试"专辑,默认为空



4、进入专题后,点击"上传切片",进入编辑页面



填写病例资料

基本信息

可见范围 ● 私有 ○ 公开 ○ 並 示签 (可用逗号或回车键	約用户 ○指定用户 分隔多个标签)		
病例诊断信息			

免疫组化、分子病理

病例分以下几种访问权限:

可见范围

● 私有 ○ 公开 ○ 站内用户 ○ 指定用户

- A、私有:只有自己可见
- B、公开:所有人都可见,包括游客
- C、站内用户:所有网站内的注册用户可见
- D、指定用户: 仅对添加的指定用户可见
- 5、点击"+选择切片"进入切片上传界面,选择本地磁盘存储切片的位置,开始 上传。



*上传切片过程中,与会诊系统相同,如遇下载安装MoticDSM不成功,可拨 打技术支持热线0592-5696467

6、用户浏览完成上传的病例可进行"点赞"、"分享"、"收藏"和"评论";

65039		
05055		

7、如该"考试"主题的病例和权限需要修改,点击操作->编辑主题,即可进入病 例再次修改

101000	
65039 ☰ 消化系统	
<u>收藏 (0)</u> 赞 (0) 分享 汗论 (0)	操作+
- 66739	第4月土型 ■ 移动至专辑
临床资料	制陈土迎
女 41岁 慢性胃炎	移动选中切片复制选中切片

技术支持单位: 呼和浩特麦克奥迪